



Guide Book



## はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

ナビックムービーは、動画や静止画でわかりやすく、また円滑に患者さんに説明するための3Dアニメーションを利用したコミュニケーション支援ツールです。

治療内容の説明、治療内容の選択を3Dアニメーションで行うことにより、患者さんとのコミュニケーションが容易になり、またコンサルテーションの時間短縮にもつながります。

患者さんにより良い治療を受けていただくために皆様の臨床現場で是非ナビックムービーをご活用ください。

今後とも製品の技術・サービスの向上に努めてまいりますので、末永くナビックムービーをご愛用下さいますよう、お願い申し上げます。

株式会社ナルコム

## 製品の特長

### ドローイング機能

動画や静止画に文字や図形を書き込むことが出来ます。

### カスタマイズ機能

医院ごとに表示する動画や静止画をカスタマイズすることが可能です。

## 目次

●動作環境	1
●メイン画面について	2
●動画再生画面について	3
●動画・静止画コンテンツを再生する	4
・動画を再生する／動画を一時停止する／動画を途中から再生する	5
・静止画を表示する／拡大して表示する／関連ファイル／お気に入りから再生する	6
●お絵描きツールを使用する	7
・描画機能を使用する／テキストを挿入する／描画色を変更する／一つ戻る／クリア	7
●お問い合わせ先	8

## ナビックムービーご利用規約

別紙ナビックサービス規約に基づきます。

ご確認下さい。

## 動作環境

推奨ブラウザ	Internet Explorer Microsoft Edge Safari Chrome ※全て最新バージョンのみ
オペレーティングシステム	Windows7 SP1 Windows8.1 Windows10
画面解像度	1024×768（推奨 1280×1024）
注意事項	本製品をご使用される機器にはインターネット環境が必要となります。 ご使用のブラウザにおいて、JavaScript を有効にいただく必要がございます。 ご使用のブラウザ環境において Cookie の設定を有効にして頂く必要がございます。


※ 全ての環境において動作保証をするものではありません。

※ ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しない場合がございます。

※ Windows、Internet Explorer、Windows Edge は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

※ Macintosh、Safari は米国 AppleComputer, Inc. の米国及び、その他の国における登録商標です。

## メイン画面について



①第一項目（治療分野）：第一階層の治療分野を選択します。


②第二項目（治療項目）：第二階層の治療項目を選択します。

③動画・静止画コンテンツ：選択された第二項目（治療項目）の動画・静止画を表示します。追加・非表示を行うことも可能です。


④操作ガイド：こちらの操作ガイドが画面上に表示されます。

⑤ログアウト：ナビックのログイン画面に戻ります。


## 動画再生画面について



### ①お絵描き印刷ツール：



### ②タイムライン：




- ①一時停止・再生ボタン：動画の一時停止、再生を行う際に使用します。
- ②タイムライン：動画の進行を示します。
- ③チャプターボタン：動画が区切られている場合に表示され、クリックすると指定された場所から動画がスタートします。
- ④拡大ボタン：クリックすると表示されている動画・静止画が拡大します。

③説明テキスト：メイン画面で選択された動画・静止画の説明テキストが表示されます。テキストの修正を行うことも可能です。


④CLOSE ボタン：画面を閉じメイン画面に戻ります。

⑤次へ／戻るボタン：次のコンテンツまたは前のコンテンツを表示します。


## 動画・静止画コンテンツを再生する



1. ポータル画面でナビックムービーをクリックして下さい。




2. ナビックムービーが起動します。



3. 画面上の第一項目（治療分野）を選択し、次に第二項目（治療項目）を選択して下さい。




4. 項目の下に動画・静止画コンテンツが表示されます。  
動画の場合は、画像上に▶が表示されています。



### <動画を再生する>


【動画・静止画コンテンツ】内の動画をクリックすると動画再生画面に切り替わります。▶️ をクリックすると動画が再生されます。



### <動画を一時停止する>

動画左下の⏸️ をクリックすると一時停止します。

一時停止中は▶️ に変わりますのでクリックすると再生を再開します。





### <動画を途中から再生する>

動画が区切られている場合、タイムラインに **チャプターボタン** が表示されます。

クリックすると指定された場所から動画がスタートします。



また、タイムラインのバーの任意の場所をクリックして動画を再生する事も可能です。





<静止画を表示する>

【動画・静止画コンテンツ】静止画をクリックすると表示します。




<拡大して表示する>

画面下中央の  をクリックすると拡大しフルスクリーンで表示します。元のサイズに戻す場合は  をクリックして下さい。




## お絵描きツールを使用する



### <描画機能を使用する>


左上  (自由曲線) をクリックし、マウスをドラッグして線を描きます。



### <描画色を変更する>

左下  (色変更) をクリックし、描画・テキストの色を変更出来ます。

クリックすると赤→青→黒と変わります。




### <一つ戻る>

描画を挿入している場合、一つ前の操作に戻ることが出来ます。

画面左  (戻る) をクリックして下さい。

クリックするたびに1個ずつ前の状態に戻ります。



### <クリア>

描画を挿入している場合、全て削除することが出来ます。

画面左  (クリア) をクリックして下さい。

全ての描画を削除します。

## お問い合わせ先

株式会社ナルコム 〒271-0091 千葉県松戸市本町 20-8 松戸本町第2ビル7F

【サポートダイヤル 本製品の操作上のお問い合わせ】

TEL 047-365-3010

月曜日～金曜日（土・日・祝日・弊社休業日を除く） 10:00～18:00

【サポートFAX】

FAX 047-364-7657

【サポートMAIL】

Mail [info@narcohm.co.jp](mailto:info@narcohm.co.jp)

【サポートHP】

URL <http://www.narcohm.co.jp/>

※本製品に関する質問事項以外についてはお答えしかねますので予めご了承下さい。

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
2. 本書の内容について、予告なく修正、変更することがありますが、ご了承下さい。
3. 本製品仕様を改良のため予告なく変更することがありますがご了承下さい。
4. 本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡下さい。

Ver1.0.0