



Guide Book

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

ナビックムービーは、動画や静止画でわかりやすく、また円滑に患者さんに説明するための3Dアニメーションを利用したコミュニケーション支援ツールです。

治療内容の説明、治療内容の選択を3Dアニメーションで行うことにより、患者さんとのコミュニケーションが容易になり、またコンサルテーションの時間短縮にもつながります。

患者さんにより良い治療を受けていただくために皆様の臨床現場で是非ナビックムービーをご活用ください。

今後とも製品の技術・サービスの向上に努めてまいりますので、末永くナビックムービーをご愛用下さいますよう、お願い申し上げます。

株式会社ナルコム

製品の特長

プリント機能

好きなシーンを印刷することが出来ます。

ドローイング機能

動画や静止画に文字や図形を書き込むことが出来ます。

価格設定

補綴物の写真に価格を入れることが可能です。

カスタマイズ機能

医院ごとに表示する動画や静止画をカスタマイズすることが可能です。

目次

●動作環境	1
●インストールを行う	2
●初期登録を行う	5
●ユーザー登録について	7
●メイン画面について	9
●動画・静止画コンテンツを再生する	11
・動画を再生する／動画を一時停止する／動画を途中から再生する	12
・静止画を表示する／拡大して表示する／関連ファイル／お気に入りから再生する	13
●お絵描きツールを使用する	14
・描画機能を使用する／テキストを挿入する	14
・描画色を変更する／一つ戻る／オールクリア	15
●静止画を取得する（キャプチャ機能）	16
●印刷を行う	17
●印刷タイトルマスタを登録する	20
●印刷備考マスタを登録する	21
●コンテンツ設定を行う	22
・動画・静止画コンテンツの表示・非表示を設定する	23
・タイトル・説明テキストを変更する	24
・コンテンツの追加を行う	26
・コンテンツの削除を行う	28
・関連ファイルの追加を行う	30
・関連ファイルの削除を行う	32
・新たに画像を登録する	34
●お気に入り設定を行う	37
●価格一括変更を行う	39
●補綴一覧を変更する	42
●スライドショー設定を行う（新規作成）	45
●スライドショーを再生する	48
●スライドショーコンテンツを編集する	49
●再生設定について	52
●サイネージ機能を利用する	53
●バックアップについて	56
●復元について	58
●ライセンス解除について	60
●お問い合わせ先	61

ナビックムービーご利用規約

別紙ナビックサービス規約に基づきます。

ご確認ください。

動作環境

ソフトウェアをインストールする前に以下の動作環境をご確認ください。

O S: Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10


H D D: インストール用空き領域 5GB 以上

※登録データのための空きディスクは別途必要です。

画面解像度: 1024×768 以上 (最適解像度 1280×1024)


- ※ お使いのデータが増えた場合、格納するためのハードディスクもしくはその他メディアが別途必要になります。
- ※ ご使用の環境によっては、上記スペックを満たしていても正常に動作しないことがあります。
- ※ Microsoft Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- ※ 上記スペックを満たしているコンピュータでもスペック、グラフィック性能等によって動きがスムーズではない場合がございます。
- ※ インストールされているアプリケーションによっては、推奨値以上のスペックが必要になる場合もあります。
- ※ Macintosh には対応しておりません。

インストールを行う



1. ナビックのポータル画面よりインストーラーをダウンロードして下さい。

インストールをクリックするとインストール画面が表示されます。



<左画面が表示された場合>


必要なプログラムをインストールします。

インストールをクリックして下さい。




再起動が必要なメッセージが表示されましたら **はい(Y)** をクリックし、再起動を行って下さい。


再起動後上記画面に戻り残りの項目をインストールする場合があります。最大3回繰り返した後に2の画面が表示されます。




2. インストールウィザード画面が表示されましたら **次へ** をクリックして下さい。



3. **次へ** をクリックして下さい。
インストール場所 C:\Program Files\Narcobn\NavinMovie
基本的に変更しないで下さい。



4. **インストール** をクリックし、そのままお待ち下さい。



5. **完了** をクリックして下さい。




6. デスクトップにアイコンが作成されます。


初期登録を行う




1. 画面左下 **スタート** → **ナルコム** → **ライセンス登録** をクリックして下さい。




左画面が表示されましたら **はい** をクリックして下さい。




2. 保存先の選択画面が表示されます。
Cドライブの空き容量に問題ない場合はそのまま **次へ** をクリックして下さい。
外付けのハードディスクにデータを保存したい場合は **参照** ボタンより任意の場所をご指定下さい。




3. 初期データ作成を行います。**OK**をクリックして下さい。



データを作成中ですのでそのままお待ち下さい。
(最大 30 分程度かかります)



4. 医院様情報と DVD ケースに記載しておりますプロダクト ID をご入力の上、**完了** ボタンを押して下さい。



5. 仮登録完了と表示されましたら**OK**をクリックしユーザー登録を行って下さい。

ユーザー登録について

必ずユーザー登録をして下さい。

【注意】

ユーザー登録を行うまでナビックムービーはご使用頂けません。

<ユーザー登録の方法>

下記3つの方法のいずれかでユーザー登録が簡単に行えます。

- ① インターネット登録
- ② 携帯電話（QRコード）登録
- ③ FAX登録

※ 上記方法が行えない場合は下記サポートセンターへお電話にてご連絡下さい。

若干お時間がかかる場合がございますのでご了承下さい。

TEL : 047-365-3010 受付時間 : 10:00~18:00 (土、日、祝日及び弊社休業日を除く)

複数台にインストールする場合は、一台ずつライセンス登録を行って下さい。
インターネット登録が通らない場合はお電話にてご連絡下さい。

① インターネット登録

インストールを行ったコンピュータがインターネットに接続していることをご確認の上、**インターネット登録**をクリックして下さい。クリックされたと同時に**自動的に番号が入力され**登録が完了します。

※自動的に登録が完了しますので番号をご入力頂く必要はございません。

【注意】

インターネット経由で弊社に郵便番号、歯科医院名、住所、電話番号、FAX 番号、コンピュータ情報、プロダクト ID、トライコードが送信されます。その他の個人情報は送信されません。

弊社の個人情報保護宣言につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

② 携帯電話（QR コード）登録

ご使用の携帯電話（QR コード読取機能）を使用し登録することが可能です。画面に表示されている QR コードを携帯電話のカメラにて撮影して下さい。携帯電話からインターネットに接続し、携帯電話画面に受付番号が表示されます。

携帯電話に表示された受付番号を画面の入力欄に入力して**登録**ボタンをクリックして下さい。

※入力データ量により正常にご使用頂けない場合がございます。

③ FAX 登録

受付番号申請用紙を印刷するをクリックしますとコンピュータに接続されているプリンターから申請用紙が印刷されます。申請用紙に記載の FAX 番号に送信して下さい。

弊社にてユーザー登録完了後、受付番号を FAX にて返信させていただきますので画面の入力欄に受付番号をご入力の上、**登録**をクリックして下さい。

《受付番号申請書の受付時間》


受付時間： 10：00～18：00 （土、日、祝日及び弊社休業日を除く）

ご不明な点等がございましたら弊社までお電話にてご連絡下さい。

メイン画面について



- ① 第一項目（治療分野）：第一階層の治療分野を選択します。
- ② 第二項目（治療項目）：第二階層の治療項目を選択します。
- ③ アニメーション表示エリア：選択された動画・静止画を表示します。
- ④ タイムライン：




- ①一時停止・再生ボタン：動画の一時停止、再生を行う際に使用します。
- ②タイムライン：動画の進行を示します。
- ③チャプターボタン：動画が区切られている場合に表示され、クリックすると指定された場所から動画がスタートします。
- ④拡大ボタン：クリックすると表示されている動画・静止画が拡大します。

- ⑤動画・静止画コンテンツ：選択された第二項目（治療項目）の動画・静止画を表示します。追加・削除を行うことも可能です。
- ⑥説明テキスト：④で選択された動画・静止画の説明テキストが表示されます。テキストの修正を行うことも可能です。
- ⑦関連ファイル：④に関連した静止画・動画を表示します。追加・削除を行うことも可能です。
- ⑧お絵描き印刷ツール：


	<p>⑤色 変 更：クリックすると、黒・赤・青に変更可能です。</p> <p>⑥描 画：右クリックすると、自由曲線・直線・○・□を選択し描画します。</p> <p>⑦テ キ ス ト：テキストを入力する際に使用します。</p> <p>⑧一 つ 戻 る：⑤⑥⑦で操作した内容を元に戻す際に使用します。クリックするたびに1個ずつ前の状態に戻ります。</p> <p>⑨オールクリア：⑤⑥⑦で操作した内容を全て削除します。</p> <p>⑩キャプチャ：表示されている画面を静止画として取得します。</p> <p>⑪印 刷：⑩で取得した静止画を印刷します。</p>
--	--

- ①お気に入りボタン：ナビックムービーの設定画面でお気に入りに登録したコンテンツを表示させます。

動画・静止画コンテンツを再生する



1. デスクトップの  (ナビックムービー) をダブルクリックして下さい。



2. ナビックムービーが起動します。




3. 画面上の第一項目（治療分野）を選択し、次に第二項目（治療項目）を選択して下さい。



4. 右側に動画・静止画コンテンツが表示されます。
動画の場合は、画像上に  が表示されています。

<動画を再生する>

【動画・静止画コンテンツ】内の動画をクリックすると動画再生が始まります。



<動画を一時停止する>

動画左下の  をクリックすると一時停止します。

一時停止中は  に変わりますのでクリックすると再生を再開します。



<動画を途中から再生する>

動画が区切られている場合、タイムラインに **チャプターボタン** が表示されます。

クリックすると指定された場所から動画がスタートします。


また、タイムラインの赤いバーをドラッグし再生場所を移動することも可能です。





<静止画を表示する>

【動画・静止画コンテンツ】静止画をクリックすると左側に表示します。




<拡大して表示する>

画面下中央のをクリックすると拡大しフルスクリーンで表示します。元のサイズに戻す場合はマウスを1回クリックして下さい。



<関連ファイル>

右下に表示されている動画・静止画も【動画・静止画コンテンツ】と同様に再生・拡大の操作が可能です。



<お気に入りから再生>

 ボタンから登録したコンテンツを選択すると、コンテンツの再生が始まります。

お絵描きツールを使用する

＜描画機能を使用する＞

左下  (描画) をクリックし、マウスをドラッグして線を描きます。

動画を再生中の場合は、一時停止し描ける状態になります。



＜テキストを挿入する＞

左下  (テキスト) をクリックし、テキストを挿入します。

動画を再生中の場合は、一時停止しテキストを挿入出来る状態になります。



マウスマーカーが+になりますので、テキストを挿入する場所をクリックし、文字をご入力下さい。入力後 **Enter** を押して確定して下さい。





<描画色を変更する>

左下  (色変更) をクリックし、描画・テキストの色を変更出来ます。

クリックすると  (赤) →  (青) →  (黒) と変わります。



<一つ戻る>

描画・テキストを挿入している場合、一つ前の操作に戻ることが出来ます。

左下  (一つ戻る) をクリックして下さい。

クリックするたびに1個ずつ前の状態に戻ります。



<オールクリア>

描画・テキストを挿入している場合、全て削除することが出来ます。


左下  (オールクリア) をクリックして下さい。

全ての描画・テキストを削除します。

静止画を取得する（キャプチャ機能）



1. 画面下の （キャプチャ）をクリックして下さい。
表示されている画像を静止画として取得します。
動画の再生中でも静止画を取得することが可能です。



2. 取得した静止画とテキストは ピクチャ内 NavicMovie フォルダに保存されます。

印刷を行う



1. 16 ページの手順にて静止画を取得（キャプチャ機能）後、印刷をクリックして下さい。



2. 印刷画面が表示されます。



3. 印刷用紙サイズ、明細数を選択して下さい。



4. タイトルを選択します。
(タイトルを登録する 25 ページ)



5. 画像を当てはめる場所を選択し、左側から画像をクリックして下さい。




6. 必要に応じて備考をご入力下さい。

また、**備考** をクリックすると登録されている備考を選択できます。

(備考を登録する 21 ページ)



7. 左上 **ファイル** から **印刷** をクリックして下さい。




8. PDF が作成され起動します。左上 **ファイル** から **印刷** をクリックして印刷を行って下さい。

作成されたPDFは ドキュメント内ナビックムービーフォルダに保存されます。不要な場合は定期的にファイルを削除して下さい。



9. 右上  をクリックして画面を閉じて下さい。



10. 確認画面が表示されます。

左側に表示されている画像が不要の場合は、 をクリックして閉じて下さい。

 をクリックすると削除せずに画面を閉じます。

画像はピクチャ内ナビックムービーフォルダに保存されますので不要な場合は定期的にファイルを削除して下さい。



<印刷用 PDF が蓄積されないようにする設定>

印刷を行うとピクチャ内のナビックムービーフォルダに PDF が蓄積されます。


左の設定を行うことにより常に1つのみ保存されるよう変更することが可能です。

印刷画面左上【同一ファイル名の PDF を生成する】に をして下さい。


印刷タイトルマスタを登録する



1. 画面左下「スタート」→「ナルコーム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。



2. 画面左上「印刷タイトルマスタ」をクリックして下さい。



3. タイトルを登録・変更・削除することが可能です。

<新規登録>

画面下「新規作成」をクリックして入力ボックスに入力して下さい。右下「保存」をクリックして下さい。

(30文字以内で登録して下さい)

<変更>

変更するタイトルを選択し、入力ボックスで変更して下さい。

入力後、右下「保存」をクリックして下さい。


<削除>

削除するタイトルを選択し、左下「削除」をクリックして下さい。

印刷備考マスタを登録する



1. 画面左下「スタート」→「ナルコーム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。



2. 画面左上「印刷備考マスタ」をクリックして下さい。



3. 備考を登録・変更・削除することが可能です。

<新規登録>

画面下「新規作成」をクリックし、タイトルと備考を入力して下さい。右下「保存」をクリックして下さい。

<変更>

左側から変更を行う備考を選択して下さい。

右側入力欄で変更後、右下「保存」をクリックして下さい。

<削除>

削除するタイトルを選択し、画面下「削除」をクリックして下さい。

<備考文字数>


A4 サイズ 4 明細 : 45 文字×4 行
2 明細 : 60 文字×4 行
B5 サイズ 4 明細 : 40 文字×3 行
2 明細 : 77 文字×3 行
A5 サイズ 4 明細 : 30 文字×2 行
2 明細 : 65 文字×2 行

コンテンツ設定を行う


コンテンツの登録・変更等を行うことができます。




1. 画面左下「スタート」→「ナルコーム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。



2. 「コンテンツ設定」をクリックして下さい。



3. コンテンツ設定画面が表示されます。




＜動画・静止画コンテンツの表示・非表示を設定する＞

画面右上に表示される動画・静止画コンテンツの表示・非表示を設定することが出来ます。


非表示にすると全ての第二項目（治療項目）でコンテンツが表示されません。

例)

【ホワイトニング後の飲食】はホームホワイトニング・オフィスホワイトニングの両方表示されています。コンテンツを無効にすると両方の場所に表示されません。



1. 左上▼をクリックし、**第一項目（治療分野）**を選択して下さい。




2. 設定する動画・静止画コンテンツを選択して下さい。




3. 右上に表示されます有効・無効を変更し、右下**保存**をクリックして下さい。

※削除することは出来ません。

4. 保存しましたと表示されましたら**OK**をクリックして下さい。







<タイトル・説明テキストを変更する>

動画・静止画コンテンツのタイトルと説明テキストを変更することが出来ます。

※画像を変更することは出来ません。新たに作成することは可能です。




1. 左上▼をクリックし、**第一項目（治療分野）**を選択して下さい。




2. 変更する動画・静止画コンテンツを選択して下さい。



3. タイトルを編集して下さい。
画面に表示される文字数は全角9文字程度です。




4. テキストを編集して下さい。



<動画テキストの場合>

動画が区切られている場合、チャプターを選択し各説明テキストを編集して下さい。




チャプターとは？

画面左下に表示される動画が区切られている場所を示します。

左画面のPMTCは動画が3つに区切られています。

動画の種類によって区切られていないものもあります。



5. 編集後、右下「保存」をクリックして下さい。




6. 保存しましたと表示されましたら「OK」をクリックして下さい。



<コンテンツの追加を行う>

画面右上に表示される動画・静止画コンテンツを追加・削除することが出来ます。

例：【PMTCとは】を【審美】の【オフィスホワイトニング】の右上に追加したい。



1. 他の第二項目（治療項目）に追加したいコンテンツを表示して下さい。


左上▼をクリックし、**第一項目（治療分野）**を選択して下さい。




2. 小項目とは画面右上に表示されている現在の場所を示します。




左画面の【PMTCとは】は第一項目（治療分野）【予防】→第二項目（治療項目）【PMTC】に属しているので小項目は【予防 PMTC】と表示されています。




3. **追加** をクリックし、追加したい第二項目（治療項目）をダブルクリックして下さい。




4. 追加する第二項目（治療項目）が表示されます。



5. 画像をクリックし、選択後必要に応じてテキストを入力して下さい。宜しければ右下 **保存** をクリックして下さい。



6. 保存しましたと表示されましたら **OK** をクリックして下さい。



7. 新たに【審美】の【オフィスホワイトニング】に追加されました。




<コンテンツの削除を行う>

画面右上に表示される動画・静止画コンテンツを削除することが出来ます。


例：

【予防】の【フッ素処置】にある【フッ素処置の種類】を削除したい



1. 第二項目（治療項目）から削除したいコンテンツを表示して下さい。

左上▼をクリックし、**第一項目（治療分野）**を選択して下さい。



2. 削除する動画・静止画コンテンツを選択して下さい。




3. 小項目とは画面右上に表示されている現在の場所を示します。




左画面の【フッ素処置の種類】は第一項目（治療分野）【予防】→第二項目（治療項目）【フッ素処置】に属しているので小項目は【予防 フッ素処置】と表示されています。



4. 小項目を選択し、**削除**をクリックして下さい。



5. 宜しければ右下**保存**をクリックして下さい。



6. 保存しましたと表示されましたら**OK**をクリックして下さい。




7. コンテンツが削除されました。



<関連ファイルの追加を行う>

画面右下に表示される動画・静止画コンテンツを追加・削除することが出来ます。

例：【インレーの種類】を【むし歯】の【2次カリエス】の関連ファイルに追加したい。



1. 他の第二項目（治療項目）関連ファイルとして追加したいコンテンツを表示して下さい。

左上▼をクリックし、**第一項目（治療分野）**を選択して下さい。




2. 関連項目とは画面右下に表示されている現在の場所を示します。




左画面の【パラジウムインレー】は第一項目（治療分野）【歯冠修復】→第二項目（治療項目）【インレー】に属しているので関連項目は【歯冠修復 インレー】と表示されています。




3. **追加** をクリックし、追加したい第二項目（治療項目）をダブルクリックして下さい。



4. 追加する第二項目（治療項目）が表示されます。



5. 宜しければ右下 **保存** をクリックして下さい。



6. 保存しましたと表示されましたら **OK** をクリックして下さい。




<関連ファイルの削除を行う>

画面右下に表示される動画・静止画コンテンツを削除することが出来ます。


例：

【その他】の【分割抜歯】にある【笑気ガス】を削除したい



1. 第二項目（治療項目）関連ファイルとして削除したいコンテンツを表示して下さい。

左上▼をクリックし、**第一項目（治療分野）**を選択して下さい。




2. 削除する動画・静止画コンテンツを選択して下さい。



3. 関連項目とは画面右下に表示されている現在の場所を示します。






4. 関連項目を選択し、**削除**をクリックして下さい。



5. 宜しければ右下**保存**をクリックして下さい。




6. 保存しましたと表示されましたら**OK**をクリックして下さい。



<新たに画像を登録する>


お持ちの写真や画像を使用し、コンテンツを追加することが可能です。

※動画の登録は出来ません。



1. 追加を行う第二項目（治療項目）を選択して下さい。

左上▼をクリックし、**第一項目（治療分野）**を選択して下さい。




2. 第一項目（治療分野）が表示されます。

右下 **新規作成** をクリックして下さい。

有効 無効
 タイトル

3. 有効を選択し、タイトルを入力して下さい。

画面に表示される文字数は全角9文字程度です。




4. 追加する項目を選択します。



上の領域に登録する場合は、【小項目】右側にあります **追加** をクリックして下さい。


下の領域に登録する場合は、【関連項目】右側にあります **追加** をクリックして下さい。



5. 追加したい第二項目（治療項目）をダブルクリックして下さい。




6. 追加する第二項目（治療項目）が表示されます。




7. 左側 **画像** をクリックし、登録する画像を選択し **開く** をクリックして下さい。



8. 必要に応じてテキストを入力して下さい。



9. 宜しければ右下「保存」をクリックして下さい。



10. 保存しましたと表示されましたら「OK」をクリックして下さい。


お気に入り設定を行う




1. 画面左下「スタート」→「ナルコム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。




2. 「お気に入り設定」をクリックして下さい。




3. 新規作成をクリック後、設定名と静止画停止時間を選択して下さい。(停止時間が5秒の場合、スライド表示中の静止画が5秒間表示され、その後次のコンテンツが表示されます。)




4. 項目をクリックしお気に入り設定を行いたいコンテンツがある項目を選択して下さい。



5. 設定したいコンテンツを選択し **→** をクリックして下さい。
 削除したい場合は、該当のコンテンツを選択し **←** をクリックして下さい。




6. 並び替えを行う場合はコンテンツを選択後、**↑**、**↓** をクリックし並び替えを行って下さい。



7. 設定が終わりましたら保存をクリックして下さい。

左上の一覧に追加されます。「保存しました」のメッセージを **OK** で閉じて下さい。



ナビックムービー右上の **★** より選択し、お気に入り設定を行ったコンテンツが選択できます。

価格一括変更を行う


補綴物の画像右下に価格を入力することが出来ます。



1. 画面左下 **スタート** → **ナルコム** → **設定・バックアップ** をクリックして下さい。



2. **価格一括変更** をクリックして下さい。



3. 画面が表示されます。

価格を設定する補綴物を選択して下さい。





4. 右下に価格を入力して下さい。


『保険適用』や『¥』、『.』等の文字も入力可能です。

入力後、右下 **保存** をクリックして下さい。




5. 価格入力後、右下 **一括画像反映** をクリックして下さい。

補綴物画像に価格を書き込みます。



6. 宜しければ **はい** をクリックして下さい。

7. 価格更新完了メッセージが表示されましたら **OK** をクリックして下さい。



8. 価格が挿入されました。




補綴一覧を変更する

補綴一覧とは、コンテンツとして表示されている補綴物の一覧です。

最大4個までを選択出来ますので医院様ごとに変更することが可能です。



1. 画面左下「スタート」→「ナルコム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。



2. 「価格一括変更」をクリックして下さい。



3. 画面が表示されます。

【対象】と記載されている補綴物は現在一覧に表示されている補綴物です。



4. 【対象】から外す場合は、補綴物を選択し画面下の☑を外し

保存をクリックして下さい。


【対象】とする場合は、補綴物を選択し、補綴物の種類を選択し

保存をクリックして下さい。


※最大4つまでとなります。




5. 右下 **一括画像反映** をクリックして下さい。



6. 宜しければ **はい** をクリックして下さい。



7. 完了メッセージが表示されましたら **OK** をクリックして下さい。



8. 画像が更新されました。


スライドショー設定を行う（新規作成）

コンテンツを選択し、スライドショーを行うことが可能です。


インストール段階では、マイピクチャ内 Slide フォルダに5種類入っております。新規作成・追加・変更することが出来ます。




1. 画面左下「スタート」→「ナルコーム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。




2. 「スライドショー設定」をクリックして下さい。




3. スライドショー設定画面が起動します。
左上▼をクリックし、「第一項目（治療分野）」を選択して下さい。



4. スライドショーで使用したいコンテンツを選択し、**→**をクリックして右側の領域へ移動して下さい。




5. コンテンツが右側に表示されます。




<スライドショーの順番を変更する場合>



- コンテンツを選択し、**↑**または**↓**をクリックして下さい。




6. コンテンツを右側に移動後、左上 **時間設定** → スライドショーの切り替わる時間を設定して下さい。



7. 左上 **ファイル** から **名前をつけて保存** をクリックして下さい。保存場所を指定し、ファイル名を入力後右下 **保存** をクリックして下さい。



8. 保存しましたと表示されましたら **OK** をクリックして下さい。



9. ファイル名 .dcsd が出来ます。


スライドショーを再生する



1. スライドショー設定で作成されたファイルをダブルクリックして下さい。



2. スライドショーが始まります。
終了する場合は、マウスを1回クリックして下さい。
通常画面に戻ります。




スライドショーコンテンツを編集する




1. 画面左下 **スタート** → **ナルコーム** → **設定・バックアップ** をクリックして下さい。




2. **スライドショー設定** をクリックして下さい。



3. スライドショー設定画面が起動します。



4. 画面左上 **ファイル** から **開く** をクリックして下さい。



5. 保存されているスライドショーを選択し、**開く**をクリックして下さい。



6. スライドショー内容が表示されます。



<コンテンツを追加する>


追加するコンテンツを選択し、**→**をクリックして下さい。



<コンテンツを削除する>

コンテンツを選択し**←**を選択して下さい。





7. 画面左上 **ファイル** から **保存** をクリックして下さい。


再生設定について

動画再生時に停止またはループ再生をご選択頂けます。


また、アニメーション表示エリアの拡大・固定をご選択頂けます。



1. 画面左下「スタート」→「ナルコーム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。



2. 「再生設定」をクリックして下さい。



3. 左よりご選択頂き、右上「×」をクリックして閉じて下さい。
 - 動画再生終了後の処理
 - 停止：再生終了後、動画再生が終了します。
 - ループ再生：動画がループ繰り返し再生されます。
 - アニメーション表示エリアの拡大
 - 拡大：ウィンドウサイズを拡大すると、アニメーション表示エリアも拡大されます。
 - 固定：ウィンドウサイズを変更しても、アニメーション表示エリアの大きさは変更されません。

サイネージ機能を利用する



サイネージ機能について

テレビやフォトフレーム等の画像のスライド機能がついた機器でナビックムービーやナビックサイネージのコンテンツを再生することができます。

※静止画のみ再生可能です

USB 等記憶媒体のフォーマットについて


サイネージを再生する機器（テレビ等）によって使用できるフォーマットが指定されている場合があります。USB 等の記憶媒体に画像を保存する前にサイネージを再生する機器により指定されたフォーマットに変更して下さい。

<コンテンツを記憶媒体に保存する>

1. 画面左下 **スタート** → **ナルコーム** → **設定・バックアップ** をクリックして下さい。





2. **スライドショー設定** をクリックして下さい。





3. スライドショー設定画面が起動します。

左上 **▼** をクリックし、**第一目（治療分野）** を選択して下さい。






4. スライドショーで使用したいコンテンツを選択し、**→**をクリックして右側の領域へ移動して下さい。




5. コンテンツが右側に表示されます。





<スライドショーの順番を変更する場合>

- コンテンツを選択し、**↑**または**↓**をクリックして下さい。



6. コンテンツを右側に移動後、左上「時間設定」→スライドショーの切り替わる時間を設定して下さい。



7. 左上の「ファイル」から「USBドライブに保存」をクリックして下さい。保存場所を指定し、ファイル名を入力後右下「保存」をクリックして下さい。



8. 記憶媒体をコンピュータから取り外し、コンテンツを表示させた機器に接続し、再生して下さい。

バックアップについて

価格の設定やコンテンツ設定を変更した場合、定期的にバックアップを取って下さい。


初期データ容量は約 1.5GB 程度です。




1. 画面左下 **スタート** → **ナルコーム** → **設定・バックアップ** をクリックして下さい。




2. **バックアップ** をクリックして下さい。
※親機のみ操作することが可能です。




3. 確認画面が表示されます。
宜しければ **はい** をクリックして下さい。




4. バックアップ先を選択します。
OK をクリックし、バックアップ先を選択して **OK** をクリックして下さい。





5. バックアップ中ですのでしばらくお待ち下さい。



6. バックアップ完了メッセージが表示されましたら **OK** をクリックして下さい。



7. バックアップフォルダ名は NavicMovie 日付時間 となります。


復元について




1. 画面左下 **スタート** → **ナルコーム** → **設定・バックアップ** をクリックして下さい。




2. **データ復元** をクリックして下さい。
※親機のみ操作することが可能です。




3. 確認画面が表示されます。
宜しければ **はい** をクリックして下さい。




4. バックアップファイルを指定します。 **OK** をクリックし、バックアップファイルを選択して **開く** をクリックして下さい。





5. 復元中ですのでしばらくお待ち下さい。




6. データ復旧完了メッセージが表示されましたら **OK** をクリックして下さい。

ライセンス解除について


ナビックムービーを使用しなくなったコンピュータがある場合、弊社よりライセンス解除をお願いする事があります。



1. 画面左下「スタート」→「ナルコーム」→「設定・バックアップ」をクリックして下さい。



2. 「ライセンス解除」をクリックして下さい。
※親機のみ操作することが可能です。



3. インターネットが接続されている場合は「ネット解除」をクリックして下さい。
インターネットに接続していない場合は「FAX解除」をクリックしナルコームまでFAXで解除申請をご送付下さい。
折り返しFAXにて解除手続完了のご案内をご送付致します。
4. 解除手続きが完了しましたら、再度親機でライセンス登録を行って下さい。(7ページへ)

お問い合わせ先

株式会社ナルコム 〒271-0091 千葉県松戸市本町 20-8 松戸本町第2ビル7F

【サポートダイヤル 本製品の操作上のお問い合わせ】

TEL 047-365-3010

月曜日～金曜日（土・日・祝日・弊社休業日を除く） 10:00～18:00

【サポートFAX】

FAX 047-364-7657

【サポートMAIL】

Mail info@narcohm.co.jp

【サポートHP】

URL <http://www.narcohm.co.jp/>

※本製品に関する質問事項以外についてはお答えしかねますので予めご了承下さい。

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
2. 本書の内容について、予告なく修正、変更することがありますが、ご了承下さい。
3. 本製品仕様を改良のため予告なく変更することがありますがご了承下さい。
4. 本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡下さい。

Ver1.0.0